

NUTRICIA

floca^{re} Infinity™ III

NOVÁ GENERACE ENTERÁLNÍ PUMPY



SPECIFIKACE

VÝKON

Přesnost dávek	±5%
Průtok	1 až 600 ml/h v krocích po 1 ml/h
Rychlost plnění	700 ml/h
Podávaný objem	1 až 3 500 ml v krocích po 1 ml
Výdrž baterie	24 h při 125 ml/h, 12 h při 250 ml/h
Detekce vzduchových bublin	> 1,5 ml vzduchu ve vyzhivovacím setu po nastavení pumpy (± 0,2 ml)
Tlak pro detekci okluze ve směru toku	84 kPa ± 21 kPa za 30 sekund; 103 kPa ± 21 kPa za 5 sekund
Tlak pro detekci okluze ve směru proti toku	-34 kPa ± 21 kPa za 5 sekund
Režimy podávání výživy	Objem/Rychlost; Rychlost; Bolus/Intermitentní
Počet intermitentních bolusů	2 - 12
Časový interval intermitentních bolusů	5 min až 24 h, po 5min. krocích
Počet uživatelsky programovatelných režimů podávání výživy	3

ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Mechanismus pumpy	Rotační peristaltický
Rozměry	~154 mm x 120 mm x 49 mm (D, Š, V)
Hmotnost	~ 432 g
Ochrana proti vniknutí kapalin (pumpa)	IP25 (umyvateľné pod tekoucí vodou)
Ochrana proti vniknutí kapalin (síťový adaptér)	IP22 (ochrana proti kapající vodě)
Baterie	3,7 V; 3200 mAh; lithium-iontová
Nabíjení	100 až 240 V, 50 až 60 Hz
Detekce vzduchových bublin	Ultrazvuková
Detekce ve směru proti toku	Infračervená
Detekce ve směru toku	Infračervená
Displej	2,8" plnobarevný; 640 x 480 pixelů; úhel pohledu 175 stupňů

PROVOZNÍ REŽIM

Atmosférický tlak	65 až 106 kPa
Teplota	5 až 40 °C
Vlhkost	15 až 95 %, nekondenzující

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Atmosférický tlak	50 - 106 kPa
Teplota	-20 - 60 °C
Vlhkost	10 - 95 %, nekondenzující
Doba použitelnosti	Není stanovena. Běžná očekávaná životnost je 5 let. Životnost baterie se snižuje v průběhu času a před jakýmkoli použitím by měla být nabita.

www.e.nutricia.cz

FLOCARE® INFINITY™ III pumpa je zdravotnický prostředek určený k podávání enterální výživy pod dohledem lékaře a splňuje požadavky platné legislativy pro zdravotnické prostředky. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost - není určen pro pacienty ani širokou veřejnost. Více informací na obale výrobku. Čtěte pečlivě návody k použití a informace, které se vztahují k bezpečnému používání zdravotnických prostředků na www.e.nutricia.cz.

TUBE23HOSSPE42CZ