

DĹŽKA  
145 cm

UNÁLNA

BEZ ENDOSKOPU

# NUTRISON ADVANCED PEPTISORB

OLIGOMÉRNA SONDOVÁ VÝŽIVA  
PRE PACIENTOV S VÁŽNOU  
PORUCHOU TRÁVENIA ALEBO  
ABSORPCIE:

- S deficitom produkcie pankreatických enzýmov  
(pankreatitída, rakovina pankreasu, cystická fibróza, resekcia  
pankreasu)
- So zápalovým ochorením čriev  
(radičná enteritída, IBD)
- S intoleranciou polymérnej výživy

Peptidová sondová výživa na báze  
hydrolyzátu srvátkovej bielkoviny,  
s nízkym obsahom tukov, s obsahom  
MCT. Bez vlákniny.



VÝŽIVA  
DO JEJUNA

NUTRICIA  
**flocare**<sup>®</sup>  
Bengmark<sup>®</sup> TUBE

DLHÁ  
NAZOJEJUN  
SONDA  
ZAVEDENIE AJ BEZ

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:	KÓD DIETETICKEJ POTRAVINY/ KÓD ZDRAVOTNICKEJ POMÔCKY	EAN	KORP. KÓD
Nutrison Advanced Peptisorb 8x1000 ml	D 0793	8 712 400 156 875	656 878
Flocare <sup>®</sup> Bengmark <sup>®</sup> Tube CH10-145 cm ENFit™	P 76735	8 716 900 567 032	594 825
Flocare <sup>®</sup> Bengmark <sup>®</sup> Tube CH8-145 cm ENFit™	P 76735	8 716 900 567 018	594 824

**Referencie:**

1. Puiggros C, Molinos R, Ortiz MD, et al. Experience in bedside placement, clinical validity, and cost-efficacy of a self-propelled nasojejunal feeding tube. *Nutr Clin Pract.* 2015; 30(6):815-23.
2. Lv B, Hu L, Chen L, et al. Blind bedside postpyloric placement of spiral tube as rescue therapy in critically ill patients: a prospective, tricentric, observational study. *Crit Care.* 2017 Sep 26; 21(1):248. doi: 10.1186/s13054-017-1839-2.
3. Vaswani SK. Endoscopic nasoenteral feeding tube placement following cardiothoracic surgery. *Am.Surgeon* 1996; 5:421-423.
4. Patrick PG, et al. Endoscopic nasogastric-jejunal feeding tube placement in critically ill patients. *Gastroint Endosc* 1997; 45:72-76.
5. Payne-James J (ed). In: Artificial nutrition support in clinical practice. 1995: chapt 14; ISBN 0-340-56760-0.
6. Jeppsson B, et al. A new self-propelling nasoenteric feeding tube. *Clin Nutrition* 1992; 11:1-3.

Prípravok **Nutrison Advanced Peptisorb** je potravina na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. **Flocare<sup>®</sup> Bengmark<sup>®</sup> Tube** je zdravotnícka pomôcka určená na podanie enterálnej výživy. Používajte pod lekárskeho dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť. Viac informácií nájdete na obale výrobku.

**Distribúcia:**

Nutricia s.r.o.  
Prievozská 4, 821 09 Bratislava  
Infolinka: 0800 444 006 (Pondelok - Piatok 8:30 - 16:00)  
www.nutricia.sk


**NUTRICIA**  
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

TUBE2H0SGASTSK

# SPONTÁNNA MIGRÁCIA

Flocare® Bengmark® umožňuje spontánnu pasáž sondy zo žalúdka hlboko do jejuna.

## MOTILITA ŽALÚDKA



Viac ako 80 % úspešnosť zavedenia<sup>1</sup>

# UĽAHČITE SEBE AJ PACIENTOM ZAVEDENIE NAZOJEJUNÁLNEJ SONDY

Flocare® Bengmark® je špeciálna dlhá nazojejunálna sonda, u ktorej nebudete potrebovať endoskop. Ak má pacient zachovanú motilitu žalúdka, je možné sondu zaviesť metódou spontánnej migrácie sondy. Sondy možno zaviesť taktiež metódou zavedenia naslepo, poprípade inými metódami bežne využívanými v klinickej praxi.<sup>2</sup>



Šetrnejší spôsob zavedenia pre pacienta<sup>1</sup>



Šetrenie času a nákladov za endoskopický výkon<sup>1,3</sup>



Vhodná aj pre pacientov s vysokým vzrastom

## SONDA NIELEN PRE PACIENTOV S PANKREATITÍDOU

Sonda Flocare® Bengmark® je indikovaná pacientom s funkčným intestinálnym traktom vyžadujúcim postpylorické vyživovanie. Vhodná najmä na krátkodobé vyživovanie do jejuna, napr. u pacientov:<sup>1,4,5</sup>

- S pankreatitídou
- So zvýšeným rizikom aspirácie, refluxu a zvracania (napr. respiračné zlyhanie, pneumónia)
- Chirurgickým pacientom v ranom pooperačnom období (brušná chirurgia, operácia mozgu, oro-faryngeálna chirurgia)
- S intoleranciou výživy do žalúdka (problémy s pasážou potravy zo žalúdka v dôsledku zápalu, atónia žalúdka, gastroparézy)



Spoločnosť Nutricia používa výhradne materiály bezpečné a komfortné pre pacientov. Bez obsahu škodlivých ftalátov DEHP.



# BEZPEČNÁ FIXÁCIA V JEJUNE

Po fáze zavedenia je sonda Flocare® Bengmark® zafixovaná v postpylorickej pozícii vďaka špirálovému zakončeniu.<sup>6</sup>

## PATENTOVANÁ BENGMARK ŠPIRÁLA



Zachovanie kontinuity v podávaní enterálnej výživy